

標準型ラック(スライドレール式)

本体はAISI304ステンレス製です。グラスファイバー強化ナイロン製のスライドレールでケージを保持する先進的デザインは、欧州では業界のスタンダードとなっています。動物衛生・労働衛生・安全性・人間工学・静音性・美観のいずれにおいても優れた設計で、収容ケージ全体と内部の動物を一度に眺望することができます。

テクニプラストではステンレス構造材まで自社で開発しています。ラックの設計には3D CADシステムを利用し、切断・パンチング・TIG溶接工程は自動化されています。また均一な研磨や仕上げなど、細部にも配慮が行き届いています。こうして作られたテクニプラスト製ラックは堅牢かつ長寿命であり、経済的です。

同社独自のT字型スライドレールにより、塵溜りスペースは限りなくゼロに近くなりました。ケージを傷つけることなく安全・簡単に配架でき、音も静かです。これらの点で、金属製スライドレールより格段に優れています。

またレールの前後にはストッパーがついており、自動給水の場合でも、ラック側のグロメットがケージ側のバルブに確実にフィットするようになっています。

その他の特徴：

ラック基部の各コーナーは面取済みです。さらにオプションとしてローラークション(部品番号ACSCP1)を追加することも可能です。

ステンレス製天板はすきま風の防止に役立ち、最上段のケージを過度の照明から守ります。

キャスターはAISI304ステンレス製、車輪はポリウレタン被覆ナイロン製です。キャスターのうち前面2輪はロック付です。

ラック本体は121℃でオートクレーブ可能(キャスター含む)です。ただし頻繁にまたは長時間オートクレーブを実施する場合、あるいはケージを完全配架した状態で実施する場合には、重量による変形を避けるため、あらかじめグラスファイバー強化ナイロン製キャスターを選択してください。(製品番号ACRL123PNFNまたはACRF123PNFN)



メッシュボトムケージ用
ダブルスライドレール式ラック



メッシュボトムケージとトレイを配架できるダブルスライドレール式ラックも選択可能です。通常のケージにも使用できるので、汎用性に優れています。

メッシュボトムケージを作業台に置いたり、棚式ラックに配架する場合には別売の支持フレームを使用します。



	ケージ数	平面床ケージ用ラック	メッシュボトムケージ用ラック	寸法 L x W x H (mm)
1144B	64	2B64B1000	-	1500 x 480 x 1870
1145T	64	2T64B1000	-	1490 x 500 x 1870
1264C	30	2CL30B1000*	2CL30B2000*	1250 x 480 x 1870
1284L				
1290D	24	2D24B1000**	2D24B2000	1220 x 520 x 1870
1291H	20	2H20B1000**	-	1220 x 520 x 1650
	20	-	2H20B2000	1220 x 520 x 1870
	24	2H24B1000**	-	1220 x 520 x 1940
2150E	25	2E25B1000	-	1300 x 540 x 1870
	30	2E30B1000	-	1300 x 540 x 1870
2154F	20	2F20B1000	-	1200 x 580 x 1870
	25	2F25B1000	-	1470 x 580 x 1870
1500U	20	2U20B1000***	-	1650 x 600 x 1790
1354G	18	2G18B1000***	-	1250 x 690 x 1870
	20	2G20B1000***	-	1650 x 690 x 1750
	20	-	2G20B2000	1650 x 690 x 1870
	24	2G24B1000	-	1650 x 690 x 1870
2000P	15	2P15B1000	-	1400 x 730 x 1870
	18	2P18B1000◆	-	1400 x 730 x 1980

* 1264Cおよび1284Lのケージに使用可能。

** 制限つきで1290Dおよび1291Hのケージに使用可能。詳細は当社にお問い合わせください。

*** 制限つきで1500Uおよび1354Gのケージに使用可能。詳細は当社にお問い合わせください。

◆ 2P18B1000ラックはフィルタートップケージに使用できません。